

Transport af dyr til dyrlægen

En behagelig tur for dig og dit kæledyr

Et besøg hos dyrlægen kan være en stressende oplevelse for nogle dyr. Med den rette transport og forberedelse kan du som ejer hjælpe dit kæledyr til en mere tryk og rolig oplevelse både under transporten og ved ankomst til klinikken.

Nedenfor finder du nogle generelle råd samt specifikke anbefalinger for forskellige kæledyr.

Generelt om transport af dyr

For alle dyr gælder følgende generelle råd:

- Sørg for at transportkassen står stabilt i bilen (helst fastspændt med sele)
- Undgå høj musik og pludselige bevægelser under kørslen
- Sørg for behagelig temperatur i bilen – hverken for varmt eller for koldt
- Undgå at åbne transportkassen udenfor bilen – selvom dyret kan være vandt til at færdes uden snor eller bæres rundt hjemme, kan uvante omgivelser forårsage stress og få dyret til at flygte

Generelt ved ankomst til Hårlev Dyreklinik

Når du ankommer til Hårlev Dyreklinik, beder vi dig lade dit kæledyr blive i bilen mens du går ind i receptionen og melder jeres ankomst. Når vi er klar til at modtage jer, ringer vi til dig, og du kan derefter komme ind med dit kæledyr.

Denne procedure er at hensyn til dyrene. Vores venteområde er relativt lille, og hvis mange dyr opholder sig der samtidigt, kan det hurtigt skabe trængsel, støj og unødigt stress, hvilket alt sammen kan medvirke til en kedelig oplevelse hos dyrlægen.

OBS! Kæledyr bør aldrig vente i en varm, lukket bil men bør altid have et vindue på klem.

Transport af *hunde* til dyrlægen

Når du ankommer til Hårlev Dyreklinik med din hund, beder vi om, at huden har snor på. Selvom hunden er vandt til at færdes uden snor, kan der være andre dyr eller hunde, som ikke ønsker eller føler sig trygge ved tæt kontakt til hunden. Desuden kan uvante omgivelser og situationer giver anledning til usædvanlige reaktioner fra hunden, selvom vi altid gør en stor indsats for, at alle vores patienter føler sig godt tilpas hos os 😊

Når I kommer ind i konsultationsrummet, får I at vide, at hunden gerne må få sin snor af og se sig lidt omkring. Det er nemlig vigtigt for os, at vores patienter føler sig trygge og veltilpasse ved dyrlægebesøget og en god start på en god oplevelse er at få lov at undersøge det område, man er ankommet til.

Transport af *katte* til dyrlægen

Katte bør altid transporteres i en solid transportkasse. Vi anbefaler:

- En transportkasse hvor låget kan tages af, så katten forsigtigt kan løftes ud
- Et sugende underlag, der kan skiftes (f.eks. avispapir) i tilfælde af urin, afføring eller opkast under transporten.

Hvis katten er meget nervøs ved transport eller dyrlægebesøg, kan man anvende Feliway®. Spray Feliway® i transportkassen ca. 15-30 minutter før afgang hjemmefra, så alkoholen kan fordampe, inden katten kommer ind i kassen. Det kan også hjælpe at lade transportkassen stå fremme nogle dage før besøget, så den ikke kun forbindes med dyrlægeture.

Hvis din kat tidligere har været meget stresset ved transport eller dyrlægebesøg, er du altid velkommen til at kontakte Hårlev Dyreklinik inden besøget. I nogle tilfælde kan vi anbefale beroligende tiltag eller medicin, som kan gøre oplevelsen tryggere for både dyr og ejer.

Transport af *kaniner og gnavere* til dyrlægen

Kaniner transporteres bedst i en lukket transportkasse, for eksempel en almindelig kattetransportkasse eller gnavertransportkasse.

Vi anbefaler:

- En transportkasse hvor låget kan tages af, så kaninen/ gnaveren forsigtigt kan løftes roligt ud
- Et sugende underlag eller håndklæde i bunden
- At medbringe hør og eventuelt et par små livretter, så kaninen har mulighed for at spise på turen

Vand kan medbringes i en drikkeflaske, som kan tilbydes undervejs eller ved ankomst. Undgå løse vandskåle, da de let spilder under transporten.

Undgå at fylde transportkassen med for meget hør, da det højst sandsynligt ender på gulvet i konsultationsrummet ;-)

Transport af *høns* til dyrlægen

Høns transporteres bedst i en stabil og lukket kasse, hvor hønen kan sidde roligt og sikker under transporten. Mange ejere anvender en papkasse med ventilationshuller, hvilket ofte fungerer fint til kortere transport til dyrlægen. Vi anbefaler:

- Brug en solid papkasse eller transportkasse med flere ventilationshuller, så der er god luftcirkulation
- Læg et sugende underlag, avispapir eller et håndklæde i bunden, så hønen står stabilt og eventuel afføring kan opsamles under transporten
- Kassen bør være tilpas i størrelse, så fuglen ikke glider rundt under kørslen, men stadig kan sidde naturligt.
- Sørg for at låget er godt lukket, så fuglen ikke kan slippe ud under transporten.

Det anbefales normalt ikke at sætte vand ind i transportkassen, da det ofte spildes under kørslen og kan gøre både miljøet og hønen våd. Våde fjer kan gøre hønen kold og øge stressniveauet. Ved længere transport kan vand i stedet tilbydes ved pauser eller ved ankomst til klinikken.

Transport af fugle til dyrlægen

Fugle bør transporteres i en mindre transportkasse eller et mindre bur med siddepind. Vi anbefaler:

- Læg avispapir i bunden. Det gør det muligt for dyrlægen at vurdere fuglens afføring, hvilket er en vigtig del af den kliniske undersøgelse.
- Sæt gerne lidt foder ind, hvis det kan hjælpe fuglen til at føle sig mere tryk.
- Undlad vandskåle/ drikkestrøg under transporten, da det ofte spildes og kan gøre fuglen våd og kold. Fugle drikker desuden sjældent under transport.
- Vælg en transportkasse, hvor dyrlægen kan se fuglen udefra uden at skulle åbne buret. En vigtig del af den kliniske undersøgelse er at observere fuglen.

Undgå at medbringe store voliere med mange siddepinde og legetøj, da det kan gøre det svært at få fuglen sikkert ud til undersøgelse. Besvær med at fange fuglen kan skabe unødigt stress.

Medbring gerne et tæppe, som kan lægges delvist over buret. Det kan virke beroligende, give fuglen en "pause" fra omgivelserne og samtidigt beskytte mod kulde og vind.

Transport af krybdyr til dyrlægen

Krybdyr er vekselvarmedyr, og deres kropstemperatur afhænger af omgivelsernes temperatur. Det er derfor meget vigtigt at sikre passende temperatur under transporten til dyrlægen. Vi anbefaler:

- Transportér krybdyret i en lukket transportkasse eller plastboks med ventilationshuller. Boksen bør være så lille, at dyret ligger eller sidder stabilt uden at glide rundt under kørslen
- Læg køkkenrulle, håndklæde eller avispapir i bunden, så dyret står stabilt og ikke glider
- Undgå at fylde transportkassen med mange genstande – det kan øge risikoen for skader under transporten
- Undgå at håndtere dyret unødigt undervejs
- Det er normalt ikke nødvendigt at tilbyde foder under transporten til dyrlægen

Den korrekte temperatur er vigtig for krybdyr under transport:

- *På kolde dage* kan man anvende en varmepose eller varmepude, som pakkes ind i et håndklæde og placeres ved siden af eller under transportkassen – ikke direkte mod dyret. Transportkassen kan også placeres i en isoleringskasse eller flamingokasse, som hjælper med at holde en stabil temperatur.
- *På varme dage* er det vigtigt at undgå overophedning: Stil ikke transportkassen direkte i sollys. Efterlad aldrig krybdyr i en varm bil